



InteraDent

*Ihre Experten für
Zahnersatz & Zahnästhetik*

FLEX^{PRO}PROTHESE

**Monomerfrei,
komfortabel
und nahezu
unzerbrechlich**


- ✓ keine Metallklammern
- ✓ hohe Farbstabilität
- ✓ extrem flexibel
- ✓ hohe Transparenz

Mehr Flexibilität für Ihre Patienten mit der **FlexProthese**

Die leichte, nahezu unsichtbare FlexProthese aus biokompatiblen und extrem flexiblen Nylonmaterial bietet Ihren Patienten durch den Verzicht auf Metallklammern einen hohen Tragekomfort und eine neue, hohe Lebensqualität zu einem günstigen Preis.

Produktion in
Deutschland

ca. **470,-€***
*inkl. MwSt.



Produktion
auf den Philippinen

ca. **340,-€***
*inkl. MwSt.

*Für das gezeigte Beispiel mit 7 Zähnen.
Zwischenzeitliche Preisänderungen behalten wir uns vor.

FlexProthesen sind ideal geeignet für:

- ✓ Implantatpatienten während der Einheilungsphase
- ✓ Patienten, die einen herausnehmbaren Zahnersatz ohne Metallklammern wünschen
- ✓ Allergiepatienten wegen der sehr guten Verträglichkeit

**Dauerhaft
plastisch
ohne zu
verspröden**

FlexProthesen sind

X nicht unterfütterbar / erweiterbar

X Interimsersatz (begrenzte Tragedauer)

 **FREECALL: 0800 - 468 37 23**

 **interadent.de**



InteraDent Zahntechnik GmbH

Roggenhorster Str. 7 | D-23556 Lübeck